

Thin Crestal テンポラリーアバットメント




2025年12月1日(月)よりリムーバー&トルガイドピン日本発売開始!




Thin Crestal テンポラリーアバットメントは
インプラントの正確なポジショニングを実現するとともに、
周囲組織への侵襲を最小限に抑えながら
スムーズな治療の進行をサポートします。

- ・インプラントの過度な沈み込みを防ぎつつ粘膜の治癒を促進
- ・薄く軽量化することで術部への圧がかりにくい
- ・薄型設計により上顎洞底とより密着し、縫合が容易に



スタンダード

トル*



スタンダード



トル

●ご使用方法は基本的に既存のサインスリフトテンポラリーアバットメントと同様です。

製品番号	製品名	幅	直径	内径	シャフト
370-505	5.0 x 7.0mm Thin Crestal テンポラリーアバットメント -スタンダード	5.0mm	7.0mm	3.0mm	スタンダード
370-595	5.0 x 7.0mm Thin Crestal テンポラリーアバットメント -トル*	5.0mm	7.0mm	3.0mm	トル*

*トルシャフトはスタンダードよりもシャフトが2.0mm高く設定されており、こちらは深く埋入されたインプラントに適しています。
これにより多くの場合、二次オペの際サルカスフォーマーを使用してインプラント周囲の骨を除去する必要がなくなります。

NEW!!



2.0mm 2.5mm 3.0mm
トルガイドピン* 4個入り

Thin Crestal テンポラリーアバットメント
リムーバーツール

製品番号	製品名
101-280	2.0mmトルガイドピン(4)
101-286	2.5mmトルガイドピン(4)
101-283	3.0mmトルガイドピン(4)
101-505	Thin Crestal テンポラリーアバットメント リムーバーツール

*トルガイドピンはレギュラーガイドピンより
インプラント内溝に挿入する部分が
2.0mm高く設計されております。



新サインスリフトテクニックビデオはこちら(英語)

医療機器承認番号: Thin Crestal テンポラリーアバットメント 20800BZG00046000
医療機器届出番号: リムーバーツール・トルガイドピン 13B1X00164000090

全ての製品番号の前に"260-"がついております。